

Installation de DrSanté sur un PC supplémentaire

Ce tutoriel présente les différentes étapes à suivre pour l'installation de DrSanté sur un PC supplémentaire.

Il est recommandé d'avoir une connexion réseau sur ce PC au préalable.

1. Exécutez le fichier d'installation


Quittez toutes les applications, puis exécutez le fichier d'installation DrSanté : "Setup.exe".

2. Validez les conditions générales d'utilisation


Au lancement de l'assistant d'installation du logiciel, les conditions générales d'utilisation sont affichées. Vous devez obligatoirement les lire et les accepter en cliquant sur "Suivant" pour poursuivre l'installation du logiciel DrSanté.

3. Sélectionnez "Installer un poste supplémentaire"

Ce choix est nécessaire étant donné que vous installez DrSanté sur un poste supplémentaire. C'est seulement à cette occasion que la base de données déjà existante pourra être détectée sur ce poste supplémentaire.




4. Sélectionnez le serveur qui héberge votre base de données DrSanté.



5. Installation automatisée des composants DrSanté

Cette fenêtre affiche l'état d'avancée de l'installation des composants (Fsv 1.40, Galss 3.40) et du logiciel DrSanté :



A la fin de la copie, un dernier panneau vous informe que l'installation s'est déroulée avec succès :



Le logiciel est maintenant installé et un raccourci a été créé sur votre bureau.

Si vous éprouvez une quelconque difficulté à configurer ou à utiliser notre logiciel, nous vous invitons à contacter notre assistance pour une aide gratuite.